

ORTHO-TRENDS bvba

Luchthavenlaan 33
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel. 09/222.06.80
Fax 09/222.13.03



IN-OVATION

Bracket céramique auto-ligaturant.

Des résultats prévisibles et plus rapides

grâce à un meilleur contrôle



IN-OVATION
S Y S T E M



In-Ovation C est le premier système céramique auto-ligaturant qui permet à vous et votre équipe d'offrir à vos patients une solution esthétique avec confort et efficacité.

La technologie interactive de cette attache vous donnera des résultats prévisibles tout en réduisant le temps au fauteuil et la durée du traitement, souvent plus long avec les boîtiers céramiques traditionnels.


In-Ovation C bénéficie de la technologie interactive, vous laissant le choix du degré d'engagement entre le bracket et l'arc.

In-Ovation C peut être passif pour niveler et aligner, expressif quand un début de contrôle est nécessaire en préservant le glissement, et actif pour une finition optimale et rapide.

Ce choix est le vôtre. Un bénéfice que vous ne trouvez pas dans les systèmes seulement passifs.

Pourquoi ai-je fait le choix des bracket In-Ovation ? Pour les bénéfices significatifs qu'ils apportent à mes patients : traitement raccourci, moins de consultations, le temps par cas traité est réduit, plus de confort, moins d'extractions, de meilleurs résultats. Tous ces bénéfices participent vraiment à notre activité et aussi à nos patients.

Dr. Jerry R. Clark, DDS, MS, Greensboro, NC



Système interactif™ In-Ovation



Kits In-Ovation C™*

Prescriptions ROTH

	.018	.022
3/3 + crochet canines	kit100-131-10	kit100-132-10
3/3 + crochet canines	kit100-331-10	kit100-332-10
5/5 + crochet canines	kit100-531-10	kit100-532-10

Prescriptions RONCONE


	.018	.022
3/3 + crochet canines	kit100-131-60	kit100-132-60
3/3 + crochet canines	kit100-331-60	kit100-332-60
5/5 + crochet canines	kit100-531-60	kit100-532-60

* Ces kits peuvent être complétés avec des brackets In-Ovation R, compatibles dans les trois ordres, formant ainsi un système cohérent.

esthétique préservée

ODG 88008

Cet instrument est idéal pour ouvrir le clip par appui sur la petite boule (partie gingivale). La double fourchette permet, même dans les cas de rotation extrême, d'insérer l'arc au fond de la gorge et d'un simple appui du doigt refermer le clip.



GAC 890

Petit Shure, cet instrument permet d'ouvrir le clip par la face du bracket en insérant la pointe dans le petit V du clip.



Avantages

Orthodontiste

- Une ouverture du corps biseautée facilitant l'insertion de l'arc.
- Base mécanique (100 %) assurant une rétention sûre et une dépose aisée
- Base anatomique
- Clip traité au Rhodium assurant l'esthétique du bracket
- Interactivité


Patient

- Un appareil esthétique
- Moins de temps au fauteuil
- Moins de rendez-vous
- Traitement esthétique moins long
- Confortable
- Meilleure hygiène

Je suis un grand fan d'auto-ligaturant. Maintenant, je peux offrir à mes patients un bracket qui est à la fois efficace et esthétique. Mes patients aiment le système In-Ovation C, mon équipe et moi aussi.

Dr. Kim K. Forrest. Katy, TX

Gain de temps au fauteuil de 3,5 heures par patient.



* Jerry R. Clark, DDS, MS, Jack Gebbie, BS, Datatex Market research report summary. Increasing practice efficiency and profitability using In-Ovation self-ligating brackets. March, 2007. Datatex is a member of CASRO® - Council of America Survey Research Organisation.





Pour prémolaires mandibulaires

Une solution esthétique sans risque, pour un maximum d'efficacité



L'abrasion de l'émail est toujours un risque, surtout quand on utilise des boîtiers céramiques sur les prémolaires inférieures. Crys Cera, tube pour prémolaires à base décalée, est moins dur que l'émail mais suffisamment résistant pour s'intégrer au système In-Ovation C.

Références :

		.018	.022
L4	-17°T	00-641-00	00-642-00
L5	-22°T	00-651-00	00-652-00

Tubes à coller In-Ovation SL™

Plus pratique à utiliser que les tubes convertibles, les tubes à coller In-Ovation SL donneront un contrôle plus précoce du torque grâce au clip qui maintient l'arc au fond de la gorge



		.018	.022
U6 Droite	-10°T 14°O	88-161-05	88-162-05
U6 Gauche	-10°T 14°O	88-261-05	88-262-05
L6 Droite	-25°T 4°O	88-361-09	88-362-09
L6 Gauche	-25°T 4°O	88-461-09	88-462-09



Arcs esthétiques BioForce™ et Sentalloy™

Les nouveaux arcs esthétiques BioForce et Sentalloy préservent l'esthétique tout en conservant leurs performances. Traités au Rhodium, ils rendent le système encore plus discret et ceci pendant des mois.

02-711-112	SENTALLOY ACU 014 UP MDYL HI-ES
02-711-122	SENTALLOY ACU 016 UP MDYL HI-ES
02-711-612	SENTALLOY ACU 014 LW MDYL HI-ES
02-711-622	SENTALLOY ACU 016 LW MDYL HI-ES
02-728-042	BIOFORCE ACU 18X18 UP MD HI-EST
02-728-072	BIOFORCE ACU 20X20 UP MD HI-EST
02-728-542	BIOFORCE ACU 18X18 LW MD HI-EST
02-728-572	BIOFORCE ACU 20X20 LW MD HI-EST

