





# Passief SELF-LIGATING metalen bracket

Een biomechanica  
Low friction systeem



## Gepatenteerde mechanische clip

- ❖ Clip in **Niti**
- ❖ De **schuifbare clip** bedekt volledig het slot in de hoogte **mesiaal-distaal**
- ❖ **Volledige controle** tijdens de rotatie dankzij de vorm van de clip
- ❖ Het uiteinde van **de clip verankert zich achter de wings**
- ❖ De clip wordt vergrendeld door **2 stops**
- ❖ Het **openen** van de clip is hetzelfde in de BK en OK **van boven naar beneden**



## Nog meer voordelen :

- ❖ Minder frictie en een betere controle op de biomechanica dankzij de **cirkelvormige opening** van het slot
- ❖ Het gemakkelijk aanbrengen van een ligature of chain
- ❖ De **diagonale vorm, de vijfhoekige basis en de grootte van de bracket** leiden tot een juiste positionering
- ❖ Dankzij de **laterale gleufjes** in de clip is er een **betere hygiëne** mogelijk
- ❖ **FDI** markering (patent)



## Dr. DAMON\* STANDARD PRESCRIPTION

WITH FDI IDENTIFICATION (*patented*)

\*Damon is a Trademark of Ormco Corporation.

Per 5  
verpakt

	torque	ang.		
				.022"x.030"
	+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F1000-11 F1000-21
	+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F1000-12 F1000-22
	0°	+6°	$\frac{3}{3}$	F1000-13 F1000-23
	-7°	+2°	$\frac{4}{4}$	F1000-14 F1000-24
	-7°	+2°	$\frac{5}{5}$	F1000-15 F1000-25
	-1°	+2°	$\frac{1}{1}$	F1000-41 F1000-31
	-1°	+2°	$\frac{2}{2}$	F1000-42 F1000-32
	0°	+5°	$\frac{3}{3}$	F1000-43 F1000-33
	-12°	+2°	$\frac{4}{4}$	F1000-44 F1000-34
	-17°	+2°	$\frac{5}{5}$	F1000-45 F1000-35

## Dr. DAMON® STANDARD PRESCRIPTION

	20 brackets - 1 case	200 brackets - 10 cases
.022"	F1000-91	F1001-91

OPENEN



SLUITEN

