














VERWIJDEREN BONDING - ENLEVER LE COMPOSITE

		FRICITION GRIP TURBINE 	HOEKSTUK CONTRE ANGLE 
	TUNGSTEN CARBIDE klein kopje - voor het wegnemen van bonding na debonderen. <i>Petite tête - pour enlever les composites</i>	Ref. H379.314/18	Ref. H379.204/18
	TUNGSTEN CARBIDE Groter kopje - voor het wegnemen van bonding na debonderen. <i>Tête plus grande - pour enlever les composites.</i>	Ref. H379.314.023	Ref. H379.204/23
	TUNGSTEN CARBIDE Vlamvormig - voor het wegnemen van de bonding na debonderen. <i>Forme longue - pour enlever les composites.</i>	Ref. H282K.314.014	Ref. H282K/204014
	DIAMAND Vlamvormig - Voor het verwijderen van ceramische brackets - opruwen van oppervlaktes. <i>Forme longue - Pour enlever les brackets céramiques ou rendre rugueuses des surfaces.</i>	Ref. 863.314.016	Ref. 863.204.016

POLIJSTEN - POLISSAGE

	BLAUWE POLIJSTRUBBER Voor het voorbereidend polijsten. POLISSOIR BLEU <i>Pour le pré-polissage de l'émail.</i>		Ref. 9662.204.030
	GRIJZE POLIJSTRUBBER Voor de afwerking POLISSOIR GRIS <i>Pour le polissage final.</i>		Ref. 9663.204.030
	POLIJST BORSTEL - BROSSETTE POLISSAGE		Ref. 9685.204.060
	DEBONDEER KIT COFFRET DÉPOSE BRACKETS 4 x H282K.314.014 (Turbine !!!) 2 x 9662.204.30 2 X 9663.204.30	Ref. 4373	
	BORSTEL- BROSSE Voor het reinigen van tungsteen carbide boortjes. <i>Pour nettoyer efficacement vos fraises - métallique stérilisable</i>	Ref. 9791 Handvat + Borstel / Manche + brosse Ref. 9792 - Vervangborstel / Brosse recharge	

KUNSTSTOF FREZEN - FRAISES POUR ACRYLE

 (1)  (2)  (3)	Voor het bijslijpen van uitneembare apparatuur - voor handstuk. <i>Pour retailer les appareillages amovibles - pour pièce à main</i>	 Ref. H25IE (1) Ref. C75/070 (2) Ref. C23LR (3)
---	---	---