



PAROTISROLL

Een unieke dental roll met veerkracht – neemt de contouren van de mond aan. Blijft zeer goed op zijn plaats - houdt wang, tong en lip weg - houdt de mond open. Ideaal bij de orthodontische behandelingen, pit en fissuur sealing, behandelingen bij kinderen en cosmetische tandheelkunde.

La particularité du Parotisroll se remarque par son emploi multi-usage inimité. Sa tige flexible à effet ressort permet en effet des applications en buccal, lingual et labial, obtenant ainsi une force élastique.



Size	mm	L/mm	N° 1	N° 3
1	9	80	ref. I60.001	ref. I60.003
2	10	80	N° 2	N° 5
3	10	100	ref. I60.002	ref. I60.005
5	8	100		



PAROTIMAT DISPENSER

Voor handig en hygiënisch opbergen van de Parotis Roll. Dispenser voor 50 stuks. *Pour une conservation parfaitement hygiénique et une utilisation pratique des Parotisroll. Peut contenir 50 unités.*

ref. PAROTIS-DP




HYGOFORMIC

Verbuigbare speekselafzuiger en tong-houder.

Pompes à salive adaptables.

UNIVERSAL 20 X 100
ref. U2100

SMALL 20 X 100
ref. L2100



T-PART

Te gebruiken met 2 Hygoformic speekselafzuigers.

A utiliser avec 2 pompes à salives hygoformic

ref. T-10 (1 x 10)



AFZUIGCANULES

CANULES D'ASPIRATION

Ref. KLRO.300 (1 x 100)



BEKERS GOBELETS

180 ml. - Mixed colors
ref. TRMIXED (3 x 500)



FUNNY

Kinderslabben 35x24 cm op rol. Serviettes 35x24 cm sur rouleau

ref. 6442 (1 x 250)



MASKERS-MASQUES

Met elastics, latexvrij, aluminium neusstuk, bacteriële filter van 99%.

Avec élastiques, exempt de latex, 99% de filtration, barette nasale incorporée.

ref. 7511 (6 x 50)