




De digitale fotografie in combinatie met onze VISTADENT-software levert uw praktijk een enorme tijdsbesparing op. Ortho-Trends volgt de evoluties in de digitale fotografie op de voet. Voor verdere informatie kunt U ons steeds contacteren.

La photographie digitale en combinaison avec le VISTADENT-software vous fait gagner énormément de temps dans votre cabinet. Ortho-Trends suit de près l'évolution de la photographie digitale. Pour des informations complémentaires, veuillez nous contacter.

SPIEGELS VOOR INTRAORALE FOTOGRAFIE MIROIRS PHOTOGRAPHIQUES INTRABUCCAUX



Nikkel-Chroom gecoat op basis van koper, onbreekbaar. Occlusale of laterale spiegel telkens met kleine en grote zijde onder hoek geplaatst. Door gebruik te maken van deze spiegels en de Retract EEZ kan U zonder assistent(e) samen met de patiënt perfecte intraorale foto's maken.

Traitement de surface au nickel-chrome sur base de cuivre incassable.

Miroir occlusal ou latéral qui comporte chaque fois une petite et grande face angulée.

Occlusale spiegel / Miroir occlusal

Laterale spiegel / Miroir latéral

ref. 00631.090C

ref. 00631.090F

LIPRETRACTOR EEZ - ÉCARTE LÈVRES



Houdt de lip weg. Onder perfecte hoek gemaakt. Door patiënt vast te houden. Steriliseerbaar.

Ecarte la lèvre. Fabriqué sous un angle idéal. A tenir par le patient. Stérilisable.

ref. EEZ

SPIEGELS - MIROIRS



Laterale spiegel / Miroir latéral

ref. EV300.005

Occlusale spiegel / Miroir occlusal

ref. EV300.001



FOTORETRACTOR - ÉCARTE LÈVRES



Dubbelzijdig / à double extrémité

Adult

Pedo

ref. OT500.302 (1x2)

ref. OT500.303 (1x2)

TRANSPARANTE WANGSPERDER OUVRE BOUCHE TRANSPARENT



Medium

Large

ref. SAGA1

ref. SAGA2