



GYGASEPT®

Reiniging en desinfectie van instrumenten in één handeling.

Gygasept® is een hoogwaardig geconcentreerd product gebaseerd op een synergistische combinatie van aromatische alcoholen, kation actieve bestanddelen en guanidines.

In een 5% oplossing is het effectief binnen 15 minuten tegen bacteriën, schimmels, HBV, HIV, Rotavirus en het Adenovirus. Door de goede reinigende kracht is voorreiniging niet nodig. Bij gebruik in een ultrasoon apparaat zijn nog kortere inwerktijden (5%-5min.) van toepassing. De standtijd van de gebruiksooplossing is 7 dagen, zelfs onder serumbelasting.

Nettoie et désinfecte les instruments en un seul traitement.

Gygasept® est un désinfectant concentré de haute qualité. Les composants actifs sont du propylènediaminguanidiate de coco, du phénoxypropanol et du chlorure de benzalkonium. Contient aussi des produits anticorrosion, des tensioactifs non ioniques et des aromatisants. Lysetol ne contient pas de phénol, aldéhyde ni chlore.

Dans une solution à 5 % le produit combat efficacement en 15 minutes les bactéries, champignons, HBV, HIV, virus rota et Adenovirus. En raison de son grand pouvoir nettoyant, un rinçage préalable n'est pas nécessaire. En cas d'utilisation dans un appareil ultrasonique, on utilise des temps d'application encore plus courts (5 % - 5 min.). Lysetol a une durée de conservation de 7 jours même en contenant du sang.

2 liter / 2 litres

Doseerdop / Embout doseur

ref. 8312

ref. 9910



MIKROZID® TISSUES

Met deze forse tissues reinigt en desinfecteert u eenvoudig alle medische hulpmiddelen en oppervlakten. Droogt streeploos op en heeft een breed werkingsspectrum tegen bacteriën, schimmels en virussen (Tbc, HBV, HIV, Adenovirus, MRSA).

Eén bus of navulling bevat 150 tissues.

Des lingettes d'une grande qualité qui vous permettront de désinfecter d'une façon simple vos accessoires et des surfaces diverses. Sèche sans laisser de traces et est efficace contre un large spectre de bactéries, champignons et virus (Tbc, HIV, HBV, et MRSA). Une boîte ou une recharge contient 150 lingettes

Mikrozid® Tissues (bus / boîte)

Refill - Recharge (zak / sac)

ref. 9240

ref. 9241

10 st./karton - 10 pcs./carton

20 st./karton - 20 pcs./carton



MIKROZID® LIQUID

De alcoholische desinfectans met de snelste werking is er ook in een handige spray. Met een fijne nevel desinfecteert u snel alle medische oppervlakten. In 2 minuten is uw totale oppervlak gedesinfecteerd. Droogt streeploos op en is economisch in gebruik.

Désinfectant à action rapide avec aérosol. Prêt à l'emploi et très facile à appliquer même dans des endroits difficilement accessibles. En 2 minutes vos surfaces sont désinfectées. Sèche sans laisser de traces et grâce à la fine pulvérisation économique à l'utilisation.

1 liter / 1 litre

Sproeipomp / Pompe vaporisateur

ref. 9211

ref. 9905

10 st./karton - 10 pcs./carton

5 st./karton - 5 pcs./carton



DESDERMAN®

Hand-desinfectans geschikt voor zowel handen als handschoenen.
Geen plakkerig effect - aangename geur. Is 100% effectief en huidvriendelijk.

Un désinfectant pour les mains ainsi que pour les gants à action rapide. Sèche rapidement, ne colle pas et à un goût et une odeur agréables. Est d'une qualité supérieure en termes d'efficacité et de soins pour la peau

1 liter / 1 litre

pomp / pompe

ref. 7001

ref. 9908



INSTRUMENTENBAK 3 LITER BAC A INSTRUMENTS 3 LITRES

ref. 9931



ALCOHOL DRUPPELAAR DISPENSEUR D'ALCOOL

1 liter / 1 litre

ref. OC.600

STERILIZABLE CASSETTES

Voor bandjes / Pour bagues

ref. 97.300.80



UMONIUM AIRCONTROL

100 ml. (1)

ref. HUCK002

250 ml.

ref. HUCK002

Automatic dispenser (2)

ref. HUCK010

BRILLEN - LUNETTES



PREMICA T5

Ideaal voor plaatsen van brackets -
vergroot 2,5 X

*Idéal pour placer des brackets -
agrandit 2,5 X*


ref. 304.423

UVEX SKYPER UV (1)

Voor alle polymerisatie-lampen.
Aanpasbare lengte van de armen

*Protection lors de la polymérisation
longueur des branches adaptables*

ref. 355.534



UVEX SUPRAVISION (2)

Bescherm uw ogen bij reinigen na
debonderen of het bijlijpen van apparatuur.

*Protégez vos yeux lors de l'enlèvement ou
pendant le meulage des appareils.*

ref. 355.572