

DOME-CHAIR

Patiëntenstoel speciaal ontwikkeld voor orthodontie:

- elektrische regeling van de ruginclinatie
- manuele hoogte regeling (elektrische in optie)
- voor de basis keuze uit 6 kleuren en voor de kussens keuze uit 100 kleuren.

Fauteuil patient spécialement conçu pour l'orthodontie:

- inclinaison du siège réglable électriquement
- hauteur réglable manuellement
- le choix entre 6 couleurs pour la base et 100 couleurs pour les coussins

ref. DOME



ALGERLITE

Tandartslamp, werkt op afstandsbediening. Wordt eenvoudig gemonteerd.

Lampe pour dentiste avec commande à distance - montage facile

Afmetingen / Dimensions

30 x 37 x 12.5 cm

Gewicht / Poids

9 kg

ref. ALGERLITE



DENTAL STAND ALONE

Eén stopcontact voldoet !!!

Mobiele unit met ingebouwde compressor en waterreservoirs.

Une prise de courant suffit !!!

Unit mobil avec compresseur et réservoir d'eau incorporés.

ref. DSA

info: www.dental.nl



ASPIJET

Mobiele speekselafzuiging met ingebouwde motor en opvangreservoir.

Unit mobile avec pompe à salive et réservoir de récupération incorporés.

ref. ASPIJET

