


CABIN LIGHT PANEL

Ultra-platte negatoscoop - 15mm hoog.
Groot werkoppervlak : 46 x 31 cm
Flikkervrij licht dankzij de cathode fluorescent-lampen
Kan vlak gebruikt worden of schuin met statief. Prachtig design.

Négatoscope ultra plat - hauteur 15mm
Grande surface de travail: 46 x 31 cm
Luminosité stable grâce au "cathode fluorescent" lampes. Très beau design

ref. 032418



NEGATOSCOOP - NEGATOSCOPE

24cm x 30cm x 6cm

Draagbare negatoscoop - ideaal om mee te nemen naar seminaries en cursussen
Met muurbevestiging (wit).

Négatoscope portable, idéal pour les cours ou séminaires.
Système d'accrochage mural.

ref. EV200.001



X-RAYS

Pano

15 x 30cm - blauwgevoelig / *sensibilité bleue* 17.390.00 (100 pak / *paquet*)
15 x 30cm - groengevoelig / *sensibilité verte* 17.390.99 (100 pak / *paquet*)

12.7 x 30.5cm - blauwgevoelig / *sensibilité bleue* 17.380.00 (100 pak / *paquet*)
12.7 x 30.5cm - groengevoelig / *sensibilité verte* 17.380.99 (100 pak / *paquet*)
(=5" x 12")

Tele

18 x 24cm - blauwgevoelig / *sensibilité bleue* 17.350.00 (100 pak / *paquet*)
18 x 24cm - groengevoelig / *sensibilité verte* 17.350.99 (100 pak / *paquet*)


20.3 x 25.4cm - blauwgevoelig / *sensibilité bleue* 17.545.00 (100 pak / *paquet*)
20.3 x 25.4cm - groengevoelig / *sensibilité verte* 17.545.99 (100 pak / *paquet*)
(=5" x 12")



TRACING FOIL - PAPIER CEPHALOMÉTRIQUE


blok van 100 vellen / *bloc de 100 feuilles* (25,5 x 20 cm)

ref. 17.222.11



CEPHALOMETRIC PROTRACTOR & TEMPLATE

ref. 00633.013



ORTHODONTIC RULER

Soepele orthodontische meetlat voor tracing - met uitsparing voor tekenen van gebitselementen.

Latte souple pour faire les tracés - Dessins des formes de dents repris dessus.

ref. 97.600.50

