



## ORTHODONTISCH PUNTLASAPPARAAT SOUDEUSE

Nieuw ontwikkeld elektronisch controlesysteem garandeert herhaalde constante stroomimpuls. Sterkte van de stroomimpuls is continu instelbaar.  
Druk van de elektrodes is continu regelbaar. Eenvoudige en logische bediening.  
Hiermee kunnen Titaniumdraden tot 1,1mm gelast worden zonder gebruik te maken van speciale elektrodes. Wordt geleverd met een kabel voor de warmtebehandeling van draden en een extra pneumatisch mechanisme.  
Duits fabriekaart - klein, handig en stevig. H 17cm, B 10cm, D 29cm, gewicht 4,3kg

*Régulation de puissance.  
Régulation de temps de soudure.  
Régulation de la pression des pointes.  
Fabrication allemande - petit format, solide et très maniable.  
H 17cm, L 10cm, P 29cm, poids 4,3 kg*

ref. WELDMAN



## GASBRANDER CHALUMEAU

Electronic Micro Torch.  
Does not contain fuel! Please fill with blazer butane gas before operating.

ref. GB2001

Navulling / Recharge - 250 ml

ref. GB2002



## SOLDEERTIPS - EMBOUTS DE SOUDURE

zonder flux / sans décapant

ref. PD100.60 1 x 100



## PD-SOLDURE MET FLUX PD-SOUDURE AVEC FLUX INCORPORÉ

12 stuks - voor het lassen van nikkel-chroom  
12 baguettes - pour souder le nickel-chrome

ref. PD



## ZILVERSOLDEER - SOUDURE EN FIL

zonder flux / sans décapant

ref. PD100.27 - 7.5 gr.



## FLUX

Te gebruiken bij het lassen van staalraad.  
À utiliser pour souder les fils en acier.

ref. NMI40-160 (15 gr.)